

GUM® SOFT-PICKS® Advanced Fallbericht-Contest



Lebenslauf Christin Braus

- 2007 Abschluss der Berufsausbildung zur ZFA
- 2010 Fortbildung - Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien
- 2011 Fortbildung - Prophylaxe Kursteil I
- 2013 Fortbildung - Fissurenversiegelung / Kofferdam
- 2014 Ausbildung zur ZMP
- seit 2010 Praktische Tätigkeit in der Zahnarztpraxis Dres. Schöttler & Taube



In meinem Fallbericht möchte ich die Produktinnovation, bezogen auf die dentalen Einsatzgebiete, die Patientenakzeptanz, die Motivation im Mundhygienetraining und die Verbesserung der individuellen Mundgesundheit darstellen. Ich habe die GUM® SOFT-PICKS® Advanced daher in einer Testphase in der Praxis eingesetzt und die Ergebnisse nach 4-6-wöchiger Anwendung ausgewertet.

- Stufe I: Produktinformation und Produktinnovation
- Stufe II: Dentale Einsatzgebiete
- Stufe III: Patientenakzeptanz
- Stufe IV: Motivation und Instruktion - Mundhygienetraining
- Stufe V: Verbesserung der individuellen Mundgesundheit - Fazit



GUM® SOFT-PICKS® Advanced Fallbericht-Contest



Produktinformation und Produktinnovation

Was macht die GUM® SOFT-PICKS® Advanced so einzigartig?

Das Versprechen: „Interdentalraumreinigung der neuen Generation“, aber was verbirgt sich dahinter?

Eine neue Art der Interdentalraumpflege, mit weichen Gumminoppen, ganz ohne Metall. Eine ergonomische, gebogene Form erleichtert dem Anwender den gezielten Einsatz in der Mundhöhle und minimiert zeitgleich das Verletzungsrisiko. Die interdentalreineigung kann sanft, sicher und gründlich erfolgen.

Auch dentale Engstände in der Mundhöhle, sowie der Molarenbereich sind einfach zu erreichen und optimal zu bearbeiten. Die GUM® SOFT-PICKS® Advanced sind latex- und silikonfrei und somit auch für die Gruppe der Allergiker in unserer Zahnarztpraxis uneingeschränkt einsetzbar.

Dentale Einsatzgebiete

Für welche Patientengruppen und bei welchen dentalen Besonderheiten sind die GUM® SOFT-PICKS® Advanced geeignet?

Sie sind uneingeschränkt und bei vielen Patientengruppen einsetzbar.

Durch die kinderleichte Anwendung können jegliche „Altersklassen“ in der Zahnarztpraxis und somit auch in der dentalen Prophylaxe, von den einzigartigen Pflegehilfsmitteln profitieren.



Somit haben wir hier ein Zahnpflegemedium, das durchaus für „Generationen“ geeignet ist ...

... bei unseren jungen Patienten, die mit der Interdentalraumpflege noch vertraut gemacht werden sollen, ebenso wie bei Erwachsenen, die eine Interdentalraumreinigung bisher als anstrengend, lästig oder schwer umsetzbar empfunden haben, oder bei Senioren, die durch die Daumenablage und eine einfache gezielte Handhabung eine Unterstützung in ihrer täglichen Mundhygiene erfahren.

GUM® SOFT-PICKS® Advanced Fallbericht-Contest



Motivation und Instruktion

Wie bringe ich meinen Patienten diese hochmoderne Innovation näher?
Ich binde das Produkt gezielt während des Mundhygienetrainings ein.

Bei der Erstanwendung habe ich mit einem immer wiederkehrenden Ablaufschema gearbeitet:

1. Produkt kurz vorgestellt
2. Intraorale Anwendung durch das Fachpersonal („Fühlen Lassen“ - „Noch nicht Sehen“)
3. Intraorale Anwendung durch das Fachpersonal mit Vergrößerungsspiegel („Sehen“)



Verbesserung der individuellen Mundgesundheit



Auch das gute Preis-Leistungsverhältnis wurde mehrfach positiv als Rückmeldung erwähnt.

„Durch eine vereinfachte, gezielte Anwendung bereits nach einigen Tagen Erfolge erzielen ...“

In meiner Anwendungsbeobachtung im Praxisalltag über 6 Wochen, konnte ich eine Verbesserung der individuellen Mundhygiene meiner Patienten feststellen. Bereits nach der ersten Anwendung, wurden eine gute, einfache Handhabung und ein angenehmes Mundgefühl bestätigt.

Bei allen Patientengruppen, insbesondere bei Patienten mit Zahnersatz, Retainern oder Implantaten, konnten die GUM® SOFT-PICKS® Advanced positiv punkten.

Fazit

Die GUM® SOFT-PICKS® Advanced sind für das Prophylaxepersonal und die Patienten unserer Zahnarztpraxis eine positive Unterstützung zum Erhalt der individuellen Mundgesundheit.

Ich habe die Testphase als positiv und sehr angenehm empfunden, meine Patienten waren begeistert!!!